



## Correction du DM n° 2 : Neuroéducation – Les corpuscules

1/	BD	2/	BCD	3/	BD	4/	D	5/	BCD
6/	E	7/	B	8/	BC	9/	BC	10/	ABC
11/	ABCD	12/	ABCD	13/	AC	14/	BCD	15/	CD
16/	BCD								

**Tout ce qu'il y a en gras c'est À SAVOIR ++++ (courage <3 )**

### **QCM 1 : BD**

- A) Faux : **PAS** contenus dans une capsule
- B) Vrai
- C) Faux : empruntent la voie **LEMNISCALE**
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 2 : BCD**

- A) Faux : ils sont situés au niveau de **la couche basale de l'épiderme**, j'ai inversé avec Meissner
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 3 : BD**

- A) Faux : **PAS** contenus dans une capsule
- B) Vrai
- C) Faux : empruntent la voie **EXTRA-LEMNISCALE**
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 4 : D**

- A) Faux : ils sont situés au niveau des **crêtes dermiques sous l'épiderme**
- B) Faux : ils sont stimulés par **la variation de contact léger / force de cisaillement**
- C) Faux : on utilise le **coton tige**
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 5 : BCD**

- A) Faux : **ILS SONT contenus dans une capsule**, attention à la négation
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 6 : E**

- A) Faux : au niveau du **derme, de l'hypoderme, du tissu profond et du périoste**
- B) Faux : **SUPERIEURES** à 256 Hz
- C) Faux : on utilise un **DIAPASON**
- D) Faux : c'est le test **VIBRATOIRE**, la statesthésie correspond aux récepteurs articulaires + ligamentaire
- E) Vrai

### **QCM 7 : B**

- A) Faux : **ILS SONT contenus dans une capsule**, attention à la négation
- B) Vrai
- C) Faux : empruntent la voie **EXTRA-LEMNISCALE**
- D) Faux : type de  **fibre C** (Mémo : *Ruffini -> Chaud -> fibre C*)
- E) Faux

**QCM 8 : BC**

- A) Faux : ils sont situés au niveau **du tissu conjonctif du derme et adhères aux fibres de collagènes**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : par **un contact statique pour le chaud (Ruffini) et des petites touches pour le froid (Krauss)**
- E) Faux

**QCM 9 : BC**

- A) Faux : **PAS** contenus dans une capsule
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : type de  **fibre A $\delta$**
- E) Faux

**QCM 10 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : cf. QCM 8
- E) Faux

**QCM 11 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 12 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : item long mais **complètement** juste, désolé si je vous ai embrouillés...
- E) Faux

**QCM 13 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : lors du **réflexe myotatique**, le **réflexe myotatique inverse** correspond à OTG
- C) Vrai
- D) Faux : **fibre Mny sensible aux fibre Ia et II** (c'est subtil j'avoue pardon...)
- E) Faux

**QCM 14 : BCD**

- A) Faux : ils sont situés au niveau **DU MUSCLE**, j'ai inversé avec OTG
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : CD**

- A) Vrai
- B) Faux : cf. QCM 13
- C) Vrai
- D) Faux : **fibre Mny sensible aux fibre Ib**
- E) Faux

**QCM 16 : BCD**

- A) Faux : ils sont situés dans **les jonctions myotendineuse**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : avec le côté **SAIN** du patient, ne lit pas trop vite attention
- E) Faux